


ARIF-ET

SYR Aristo ARIF-ET B39C WDC
BS | 20.08.2020 | aAa: 462 531



BSWLUXM000018070167 | LU 000.1807.0167.6

GZW: 1'372
WZW: 130
MIW: 138
GN: 102
FIW: 109



V: GS Amor **ARISTO**
M: Vanpari **NOUGAT**
1L / **G+84**
Ø1L: 7'294 kg 5.33 % 4.11 %
LL: 16'889 kg 5.39 % 4.13 %
MM: Paysli **NICKI**
1L / **VG85**
Ø6L: 6'297 kg 5.05 % 3.77 %
LL: 40'092 kg 5.07 % 3.78 %
MMM: Vigor **NORIS**
5L / **VG89**
Ø7L: 8'416 kg 5.01 % 3.87 %
LL: 58'914 kg 5.01 % 3.87 %



ARIF-ET



Wilho's Arif JEWINA



Haselmatt's Arif ALEXA

Produktion

G 04.26 Töchter: **201** Betriebe: **105** KK: **BB** BCN: **A2/A2**

B % **Milch** **Fett** **Eiweiss**
94 **+ 869 kg** **+ 53 kg** **+ 47 kg**
+ 0.23 % **+ 0.22 %**

Exterieur

G 04.26 | Anzahl Töchter: **91**

80 100 120

Merkmal	Wert	Qualität	80	100	120
Gesamtnote	102				
Rahmen	102				
Becken	90				
Fundament	99				
Euter	107				
Kreuzbeinhöhe	98	klein			gross
Flankentiefe	99	wenig			viel
Brustbreite	98	schmal			breit
Obere Linie	102	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	105	kurz			lang
Beckenbreite	75	schmal			breit
Beckenneigung	92	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	93	hinten			vorne
Sprungelenkwinkel	91	gerade			säbelbeinig
Sprungelenkausprägung	86	voll			trocken
Fesseln	125	weich			steil
Klauensatz	106	flach			hoch
Voreuterlänge	112	wenig			viel
Voreuterhaufhängung	112	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	115	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	103	tief			hoch
Eutertiefe	99	tief			hoch
Euterboden	101	gestuft			angehoben
Zentralband	97	kein			stark
Zitzenlänge	82	kurz			lang
Zitzendicke	84	fein			grob
Zitzenstellung	113	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	94	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	96	weit			eng
Bemuskelung	100	leer			voll
Zusatzz.leb.%		+1		Zusatzz.blind %	+1

Funktionelle Merkmale

Ausgeschiedene Töchter %: **3**

80 100 120

Merkmal	Code	Wert	Qualität	80	100	120
Persistenz	G	105	tief			hoch
Zellzahl	G	113	hoch			tief
Mastitisresistenz	G	109	hoch			hoch
Melkbarkeit	G	94	langsam			schnell
Temperament	CH	113	nervös			ruhig
Fruchtbarkeit Töchter	GI	104	tief			hoch
Ketoseresistenz	CH	112	tief			hoch
Nutzungsdauer	GI	101	kurz			lang
Geburtsablauf direkt	GA	110	schwer			leicht
Geburtsablauf Töchter	GA	110	schwer			leicht
Kälbervitalität Index	G	95	tief			hoch